

Link do produktu: <https://www.hurtarstyle.pl/velox-spray-neutral-1000ml-plyn-do-dezynfekcji-powierzchni-sprzetu-p-3590.html>



Velox Spray Neutral 1000ml, PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SPRZĘTU

Cena	30,00 zł
Dostępność	mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5907626634181
Kod producenta	5907626634181

Opis produktu

VELOX SPRAY NEUTRAL 1L, PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI SPRZĘTU

Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni .

Cechy produktu:

- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego
 - Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro)
 - Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych
 - Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością
 - Nie pozostawia smug i zacieków
 - Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy
-
- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
 - Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
 - Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
 - Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym

Sposób użycia: Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą.

Skład: 100g zawiera:
63,7 g etanol
6,3 g propan-2-ol

Opakowanie:

butelka 1L ze spryskiwaczem

Zapachy:

Neutral

Teatonic

Zastosowanie: Płyn do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością. Nadaje się do dezynfekcji powierzchni takich jak blaty, stoły, klamki, uchwyty oraz do sprzętu i akcesoriów fryzjerskich i kosmetycznych, a także nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak np. fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy i ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV).

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy otoczkowe (Vaccinia, Ebola, Herpes Sipleks, HIV, HBV, HCV)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirusy BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.